



ตั้งค่าโปรแกรมทันตกรรม



CS7600_SV\TROPHYSERVER

\\Cs7600_sv\data

Trophy DICOM - Database properties

Connection | Advanced | Information

Database server connection configuration

1. Select or type a server name:

CS7600_SV\TROPHYSERVER Refresh

Server name shall be in the form:
machine_name\SQL_Server_instance_name ☐ Show all

2.a. EITHER select a Data Repository (if necessary):

\\Cs7600_sv\data ...

Data Repository is used as root directory for the patient data directory tree, holding database objects. In a shared database configuration, this name shall be in the form:
\\machine_name\shared_directory_name

2.b. OR test the connection directly: Test

Error message:

☐ ☒

OK Cancel